

cureamedical
Innovation with Care

[illegible]

Omschrijving

Curea P2 active is een steriel, superabsorberend wondverband. Het oppervlak van de wondzijde bestaat uit een geïntegreerde wondcontactlaag van polyethyleen, de zuigkern bestaat uit een celstofcomposiet met superabsorberende vloeistofzuigende stoffen en een laag actieve koolstof; de achterkant uit een ademende textiellaag, die een extra vochtwerende barrière vormt. Curea P2 active maakt de absorptie en retentie van excretie, bloed en kiemen mogelijk, terwijl tegelijkertijd een vochtig wondmilieu gehandhaafd kan worden, zelfs onder druk. Wondstoffen en kiemen worden binnen de absorberende kern veilig gebonden. De wondcontactlaag voorkomt dat het wondverband aan het regeneratieve weefsel kan vastkleven.

Door de absorberings- en retentieprestatie van Curea P2 active hoeft hetverband maar vaak gewisseld te worden, wat gunstig is voor de helende kracht van het lichaam zelf.

Het product bevat geen farmacologische stoffen.

Indicatie

Chronische en weinig tot sterk exsuderende wonden en lichte en zware wonden, geïnfecteerde wonden en wonden met infectie-risico, onwrikende wonden; ulcerende maligniteiten.

Contra-indicaties

Droge wonden (stagnatie, vastkleven verpand). Niet te gebruiken op slijmvlinden, ogen, pezen of botten, omdat deze lichaamsdelen uitdrogen en langdurige schade kunnen oplopen.

Verzorg bij wondholtes, omdat het verband uitvalt bij de opname van vloeistoffen.

Toepassing

Er moet op worden gelet dat de zwart zijde op de wond wordt aangebracht (blauwe kant naar buiten).

Zorg dat Curea P2 active onder medisch toezicht en onder medische indicatie gebruikt wordt. De behandelende dokter schrijft voor hoe dikwijls het verband gewisseld moet worden in overeenstemming met de concrete wondsituatie wat betreft excretie en infectie. Onze aanbeveling is dat het verband minstens om de 7 dagen gewisseld wordt en dat de wond regelmatig (bij voorkeur elke dag) gecontroleerd wordt op infectie en overvulling van het verband.

Zorg dat er voldoende ruimte is om het verband stevig op de huid te bevestigen.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Waarschuwingen

- U mag het wondverband niet doorknippen of scheuren. Er zou dan polyacrylaat kunnen vrijkomen en de patiënt kunnen irritantieren. Ingeval er polyacrylaat vrijkomt, moet de patiënt met schoon water en de wond met wondspoeling worden gereinigd
- Beschadigde of producten die over de datum zijn, moeten worden verwijderd om mogelijke infectie-risico's te voorkomen
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken ter voorkoming van mogelijke infectie-risico's
- Niet hersteriliseren

Overige aanwijzingen

- Dit product werd gesteriliseerd met ethylenoxide.
- Latexvrij.

Opslag

- Beschermen tegen vocht.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht bewaren.
- Niet de temperatuur afmetingen in acht.

Verwijdering

Het wondverband kan via het normale ziekenhuisafval of conform de lokale voorschriften worden verwijderd. Er moet rekening worden gehouden met speciale richtlijnen in medische instellingen voor de verwijdering (bijv. de meest resistente ziekteverwekkers MRSA, VRE).

Περήγηση
Το **cuire** P2 active είναι ένα σπύρο υποπεροσπορικό επίθετο τραύματων. Η επίθεσή του επιβάλλεται πριν την πλήρη του απορρόφησης αποτελείται από ένα αναγωγισμένο οπισθοτικό πλέγμα από πολυαμινοειδή, το απορροφικό κύμα από μέλας νιτροπρίλη με υπεραπορροφικό υλικό κατακρήβυδα υγρών και ένα στρώμα ενεργού άνθρακα; η πίσω πλευρά από BTBS διαπεράσιτο στα αέρια αλλά όχι στην υγρότητα. Το **cuire** P2 active είναι επίθετη την απορρόφηση και την καταστροφή του έκδοματος, αμέσως και μικροβίων, διαπύρριαντα, παράλληλα είναι υπό περιβάλλον τραύματος κατά από πίεση. Το υγρό και η μέλας κατακρήβυδα είναι με σφράγιση στο εσωτερικό του απορροφτικού πλέγματος. Το εσωτερικό πλέγμα εμποδίζει την προεξόχηση του επιβάλλεται στον αναγωγισμένο ιστό. Η απορρόφηση και διατήρηση των κατα- κρατημένων του **cuire** P2 active επιτρέπει μια μεγαλύτερη περίοδο ανώδυνης μετεπεί με την αλλα- γών επιθέσεις και για αυτό υποστηρίζει τις δικές του θεραπευτικές δυνατότητες σφράγισης. Ο επιβάλλεται δεν περιέχει φαρμακολογικά ουσίες, απορροφάται.

Ενδείξεις
Χρόνια και οξεία όρια σοβαρά εξωδαμνικά τραύματα, οξείες και ιατρογενείς πληγές, μολυσμένες και πληγές με κίνδυνο μόλυνσης, δόσοιες πληγές, εξεζήμενες κακοήθειες.

Αντένδειξη
Επής πληγές (ιστοαμυδία). Με την εφαρμογή, οι θάλασσες εντός, τέλεις ή αλ- δεινόμενες από τα μέλη του σώματος πύκνουν από έλκρητες και μπορεί να υποστεί μόνιμη βλάβη. Προσέοι στις κολλήσεις του τραύματος, αφού ο επιβάλλεται πλέγμα διαστέλλεται με την πρόσληψη υγρών.

Χρήση
Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η μόνιμη πλευρά να εφαρμοστεί στο τραύμα μόντε πλάση να εξέλθ. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή στην **cuire** P2 active γίνεται υπό ισχυρή επίθεση και μετά από ισχυρή ένδειξη. Το χρονικό διάστημα για την αλλαγή του επιβάλλεται ορίζεται από τον κλινικό έλεγχο με την ειδική κατάσταση του τραύματος και τις συνθήκες εξάρτησης και αντικεινής λείμωξης. Σύστημα τακτικό (κατά πρόσηψη ημερησίως) τον έλεγχο του

επιβάλλεται σκεπτικό με την υπερπλήρωση και την επιβάλλεται του τραύματος με την σημαία μόλυνσης. Το αργότερο κάθε 7 ημέρες θα πρέπει να γίνεται αλλαγή του επιβάλλεται. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από την πληγή του επιβάλλεται για σφράγιση στο δέρμα.

Παραβλέψεις
Δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας
• Μην κόβετε και μην σκεπτε το επιβάλλεται καθώς μπορεί να εξέλθει ακριβώς πάνω στο δέρμα του ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για να αφαιρέσετε το ακριβώς από τον ασθενή και να ξεπλύνετε το τραύμα
• Μην χρησιμοποιείτε σφραγιστή ή λήχημη πρόσιση καθώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης
• Το επιβάλλεται προορίζεται για μία χρήση. Μην το επαναχρησιμοποιείτε διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης.
• Μην επανοποθεσιώνετε

Πρόσθετα υλικά
• Το προϊόν αποστεριώνεται με αυθιλευσίση.
• Δεν περιέχει λατέξ.

Αποκλεισμοί
• Προστατεύστε το προϊόν από την υγρότητα.
• Προστατεύστε το προϊόν από την ηλικική ακτοκτονία.
• Τηρείτε το όριο θερμοκρασίας.

Αποθήκη
Το επιβάλλεται τραύματος απορροπίζεται με το κοινό λήχημη απόβλητα ή σύμφωνα με τους κατά τόπους κανόνες απορροπίζεται. Στην ειδική κατάσταση θύρηντας οδηγίες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σκεπτικό με την απορροπία (π.π. περιπτώσεις νοσηλευτικών παθώνων MRSA, VRE).

