

ZAČASNA OBUTEV

Omogoča hojo kljub obvezam

PO OPERACIJI NA STOPALU, V PRIMERU RAN IN RAZJED

Operativni posegi na stopalu, ki jih nemalokrat izzove zaplet sladkorne bolezni, in tudi druge vrste ran in razjed, bolnika običajno priklenejo na posteljo. Mnogokrat se je temu mogoče vsaj deloma izogniti z uporabo posebne obutve, ki omogoča hojo kljub obvezam. Takšna začasna obutev pospešuje celjenje ran, zmanjšuje otekanje nog in skrajša postopek rehabilitacije po operativnem posegu.



ZAČASNA OBUTEV S SPODREZANIM PODPLATOM NA PREDELU PRSTOV IN ZAPRTO PETO

Obutev je namenjena uporabi v naslednjih primerih:

- kirurški posegi na prednjem delu stopala
- travmatske poškodbe na prednjem delu stopala
- odprte rane in razjede na dorzalnem delu stopala
- odprte rane in razjede na prstih
- akutne otekline zaradi vnetja ovojnic ali putike

OMOGOČA HOJO KLJUB OBVEZAM



ZAČASNA OBUTEV Z RAVNIM PODPLATOM IN ZAPRTO PETO

Obutev je namenjena uporabi v naslednjih primerih:

- kirurški posegi na stopalu
- travmatske poškodbe
- odprte rane in razjede
- otekline nog



ZAČASNA OBUTEV S SPODREZANIM PODPLATOM NA PREDELU PETE IN ODPRTO PETO

Obutev je namenjena uporabi v naslednjih primerih:

- kirurški posegi na peti
- travmatske poškodbe na peti
- odprte rane in razjede na petnem delu stopala



ZAŠČITNA KAPICA ZA VSE VRSTE ZAČASNE OBUTVE

Kapica je namenjena zaščiti prednjega dela stopala in je priložena vsem modelom začasne obutve.

Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova 9, 1000 Ljubljana
Trgovina: 01 587 40 90, delovni čas trgovine:
pon.-čet. 9.00–16.30, pet. 9.00–13.00

Informacije:



www.zaloker-zaloker.si



ZALOKER & ZALOKER

Za lažje življenje z diabetesom.