


Glucofacts™ Express


Glucofacts™ Express je računalniški program za odčitavanje Bayerjevih merilnikov glukoze v krvi Contour™ in Breeze™2.

Program omogoča:

- **Samodejno tiskanje ali prikaz:** Osebnost prilagodljive nastavitve programa, ki omogočajo izjemno hiter postopek odčitavanja ter končnega generiranja poročil v obliki, kakršno izbere uporabnik.
- **Pregled poročil:** Na voljo so poročila v obliki povzetka, dnevnik glikemije, trendi glikemije, standardni dan in standardni teden. Podatki so prikazani v numerični in grafični obliki.
- **Prilagodljive nastavitve:** Nastavljiva so območja vrednosti glukoze, mejne vrednosti ali rangi in dnevna časovna obdobja.



Mejne vrednosti glukoze



Povzetek

“Program Glucofacts™ Express je sodoben in za dnevno rabo primeren in nezahteven program tako za laike kot za strokovno osebje, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom sladkornih bolnikov.”


(Iz ocene računalniškega programa Glucofacts™ Express, prim. Franc Mrevlje, dr. med., specialist internist, diabetolog, UKC Ljubljana, Interna klinika, KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni.)

Računalniški program Glucofacts™ Express za

odčitavanje podatkov iz merilnikov CONTOUR™ ali BREEZE™2

Program omogoča:

- pregled analiz in poročil na **monitorju** ali na **papirju**,
- vpogled v **celotno sliko** s pomočjo tabel in grafov.



Dnevnik samokontrole

Nastavitve za samodejni prikaz (in tiskanje)
ob namestitvi programa Glucofacts™ Express:

- 1.) Namestite program (www.bayerglucofacts.com)
- 2.) Izberite Customize settings
- 3.) Izberite Auto-Download Meter Data (ali Auto-Download and Print)

Sedaj le še ...

... priklopite merilnik ... vse ostalo izvede program samodejno.

V enem koraku ...

