

Infuzijski seti MiniMed Paradigm®



Medtronic je za uporabo z insulinsko črpalko zasnoval vrsto različnih infuzijskih setov in rezervoarjev. Njihov razvoj so narekovale potrebe in želje različnih uporabnikov. V nadaljevanju vam predstavljamo najpogosteje uporabljane infuzijske sete.

Quick-set®

Namenjen odraslim in otrokom s povprečno ali povečano telesno težo.



- Set ima mehko teflonsko kanilo
- Kot vstavitve kanile je 90 °
- Vstavi se ročno ali s sprožilno napravo Quick-serter™
- Odklopi se na mestu vstavitve

Silhouette®

Namenjen vitkim odraslim, majhnim otrokom in nosečnicam.



- Set ima mehko teflonsko kanilo
- Kot vstavitve kanile je od 20 ° do 45 °
- Vstavi se ročno ali s sprožilno napravo Sil-serter™
- Odklopi se na mestu vstavitve

Sure-T™

Namenjen odraslim in otrokom s povprečno ali povečano telesno težo ter nosečnicam.



- Set ima jekleno kanilo
- Kot vstavitve je 90 °
- Vstavi se ročno
- Odklopi se 10 cm od mesta vstavitve
- Ima dodaten obliž za varnejšo pritrditev

Možnosti izbire

IME IZDELKA	Dolžina kanile/igle	Dolžina cevke
Infuzijski set QUICK-SET® (vstavlja se s sprožilno napravo Quick-serter™)	6 mm	60 cm
	6 mm	110 cm
	9 mm	60 cm
	9 mm	110 cm
Infuzijski set SILHOUETTE® (vstavlja se s sprožilno napravo Sil-serter™)	13 mm	60 cm
	13 mm	110 cm
	17 mm	60 cm
	17 mm	110 cm
Infuzijski set SURE-T®	6 mm	60 cm
	6 mm	80 cm
	8 mm	60 cm
	8 mm	80 cm
	10 mm	60 cm
	10 mm	80 cm
Rezervoar Paradigm® 1,8 ml (178 enot insulina)		
Rezervoar Paradigm® 3 ml (300 enot insulina)		
Rezervoar MiniMed 508 3 ml (300 enot insulina)		

Distributer za Slovenijo:
Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
1000 Ljubljana
www.zaloker-zaloker.si



Trgovina: 01 587 40 90
pon-čet: 9.00-16.30
pet: 9.00-13.00



Dežurni telefon: 051 316 560