



INFUZIJSKI SET JE POTREBNO ZAMENJATI NA 2 DO 3 DNI

MiniMed™ Quick-set™

MiniMed™ Silhouette™



MiniMed™ Sure-T™



● = dan za menjavo seta. Pogostejše menjave seta so še posebej koristne pri nosečnicah in pri povečanem tveganju za okužbo.

NAMIG: Rezervoar napolnite s tolikšno količino inzulina, kot jo potrebujete do naslednje menjave seta ali s tolikšno, kot vam jo priporoči vaš zdravnik.

Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
1000 Ljubljana
Tel: 01 587 40 90
info@zaloker-zaloker.si
www.zaloker-zaloker.si

