

AVTOMATIZACIJA ZA LAŽJO* STABILIZACIJO RAVNI GLUKOZE^{1,2}



Sistem inzulinske črpalke MiniMed™ 780G

Mislite na svoje življenje,
ne na vrednosti glukoze.

*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G.
Uporabniški priročnik za sistem – funkcija SmartGuard™.
Potrebni so nekateri ukrepi uporabnika.

Medtronic

TERAPIJA Z INZULINSKO ČRPALKO



90 %
MANJ
INJEKCIJ³



NIŽJI
HbA1c^{1,2,6}



DALJŠI
ČAS V CILJNEM
OBMOCJU^{* 1,2,4}

Kaj je sistem inzulinske črpalke?

Inzulinska črpalčka je majhna elektronska naprava, velikosti pametnega telefona, ki se nosi za pasom, v žepu ali pripeta na neдрček in tako skoraj nevidna drugim.

Naprava je z vašim telesom povezana s tanko kanilo infuzijskega seta, preko katere se dovaja inzulin. To omogoča, da je terapija z inzulinsko črpalčko zelo diskretna. Sistem se povezuje z neprekinjenim merjenjem glukoze, ki omogoča vpogled v vrednosti glukoze v realnem času.

Inzulinska črpalčka nadomešča injiciranje insulina s peresnikom, tako da kontinuirano, 24 ur na dan, dovaja hitro delujoči inzulin v telo.

Naš najnaprednejši sistem inzulinske črpalčke samodejno prilagaja in uravnava dovajanje insulina, kar omogoča enostavnejše* stabiliziranje ravni glukoze^{1,2,5}.

*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G.



MORDA VAS ZANIMA

Kdo je Medtronic?

Medtronic je družba, ki si skupaj z globalno skupnostjo prizadeva spremeniti način zdravljenja sladkorne bolezni. Proizvodi in terapije, ki jih razvija družba Medtronic, vsako sekundo izboljšujejo življenja posameznikov.

Medtronic si prizadeva preoblikovati oskrbo sladkorne bolezni s širitvijo dostopa, povezovanjem in izboljšanimi izidi zdravljenja, da lahko ljudje s sladkorno boleznijo živijo svobodneje in imajo ob tem bolj urejeno sladkorno bolezen.

Medtronic ne razvija le inovativnih terapij na področju sladkorne bolezni. Uporabnikom pripomočkov omogoča tudi:



Osebno prilagojeno učenje uporabe



Aplikacijo za pametni telefon



24-urno pomoč
(tehničnih strokovnjakov in spletnih virov)

Ali moram biti povezan s črpalko 24 ur na dan?


Pripomoček je varen in ga lahko uporabljate v vseh vsakdanjih situacijah (šport, plaža, druženje), inzulin pa se preprosto dovaja v telo skozi tanko kanilo. Različni dodatki, ki so danes na voljo, omogočajo udobno uporabo v šoli, med vadbo, ob uradnih priložnostih in v vsakdanjem življenju.

Inzulinska črpalka se lahko preprosto in varno nosi nad ali pod oblačili. Med aktivnostmi, kot so plavanje, tuširanje in vadba, se lahko črpalka odklopi od telesa.



Kaj pa noč? Bo moj spanec bolj miren?

Terapija s sistemom inzulinske črpalke vključuje neprekinjeno merjenje glukoze, ki omogoča vpogled v vrednosti glukoze v realnem času. To omogoča, da črpalka spremlja vaše vrednosti in po potrebi, ob visokih ali nizkih vrednostih, prilagaja svoje delovanje. S sistemom MiniMed™ 780G je imelo 71 % sodelujočih v klinični študiji manj skrbi glede nizkih vrednosti glukoze med spanjem⁶.



SAMODEJNO PRILAGAJANJE
DOVAJANJA INZULINA IN
SAMODEJNE KOREKCIJE,
ZA LAŽJO*
STABILIZACIJO
RAVNI GLUKOZE^{1,2,5}.

Vsaki 5 minut



Sistem MiniMed™ 780G samodejno prilagaja in uravnava dovanje inzulina 24-ur na dan, po potrebi vsaki 5 minut.

Predvidevanje

Sistem predvidi potrebe po inzulinu. Prilagodi dovanje inzulina. Samodejno korigira visoke vrednosti in vas ščiti pred nizkimi vrednostmi.^{1,2}

Prilagajanje

Samoprilagajanje dovanja inzulina vašim potrebam do 288-krat na dan.**

Korekcije

Samodejno znižuje visoke vrednosti, medtem ko pomaga preprečevati nizke vrednosti^{1,2}.

*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G.
Uporabniški priročnik za sistem – funkcija SmartGuard™.
Potrebni so nekateri ukrepi uporabnika.

Sistem MiniMed™ 780G


Pomaga z manj truda preprečevati visoke in nizke vrednosti^{1,2,6}

Naslednja generacija tehnologije SmartGuard™, s posnemanjem nekaterih funkcij zdrave trebušne slinavke, uravnava glikemijo s **samodejnimi korekcijami**.



TEHNOLOGIJA SMARTGUARD™

POMAGA PREPREČEVATI VISOKE IN NIZKE VREDNOSTI^{1,2}



Samo za namen prikaza.

*Uporabniški priročnik za sistem – funkcija SmartGuard™. Potrebni so nekateri ukrepi uporabnika.

SISTEM MINIMED™ 780G: NAPREDNA TEHNOLOGIJA, KI SKRBI ZA VAS, MEDTEM KO VI ŽIVITE SVOJE ŽIVLJENJE.

72%

“Visoki glukozi se izognem z manj truda”⁶

70%

“Nizki glukozi se izognem z manj truda”⁶

"ŽIVLJENJE S SLADKORNO IN NADZOR JE VELIKO LAŽJI"

- Uporabnik sistema MiniMed™ 780G



Inzulinska črpalka MiniMed™ 780G

Vodoodporna* črpalka izračunava prilagoditve insulina in korekcije na osnovi podatkov neprekinjenega merjenja glukoze.

Infuzijski set

Omogoča kontinuirano dovajanje insulina.

Neprekinjeno merjenje glukoze

Guardian™ Sensor 3 vsakih 5 minut pošlje nov podatek o izmerjeni vrednosti glukoze v črpalko.

Aplikaciji za pametni telefon

Krivulja glikemije v realnem času na vašem telefonu. Opozorila ob naraščanju in padanju ter varno deljenje podatkov s svojci ali zdravnikom.**

* Več v Uporabniškem priročniku za sistem. Črpalka je vodoodporna ob izdelavi in ob pravilno vstavljenem rezervoarju in infuzijskem setu. Vodoodporna je do globine 3,6 metra do 24 ur. Več informacij najdete v Uporabniškem priročniku. ** Več v Uporabniškem priročniku za aplikacijo MiniMed™ Mobile.

SAMODEJNO PRILAGAJANJE INZULINA IN SAMODEJNE KOREKCIJE, ZA ENOSTAVNEJŠO* **STABILIZACIJO RAVNI GLUKOZE**^{1,2,5}

Sistem MiniMed™ 780G

Medtronic je z vami od prvih korakov učenja do podpore pri uporabi.

Z vami smo v vseh okoliščinah. Ob strani vam stojimo na vaši poti s sladkorno boleznijo, ne le z inovativnimi pripomočki, ki jih razvijamo.

S 24-urno dosegljivostjo spletnih virov in s hitro dosegljivo ekipo strokovnjakov za uporabo pripomočkov, vam želimo vlitati zaupanje in varnost pri samovodenju sladkorne bolezni.

Niste sami. Tukaj smo za vas.

Za vas



24-urna
pomoč



Spletni
viri



Ekipa
strokovnjakov

*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G.

Uporabniški priročnik za sistem – funkcija SmartGuard™. Potrebni so nekateri ukrepi uporabnika.



"SISTEM PREVZAME MOJE SKRBI IN STRES TER
SKRBI SVOJCEV, **PREDVSEM GLEDE VISOKE IN
NIZKE GLUKOZE**"



Sistem inzulinske črpalke MiniMed™ 780G

Avtomatiziran za lažjo* stabilizacijo ravni glukoze, da lahko mislite na svoje življenje, ne na vrednosti glukoze^{1,2}

Za več informacij
pokličite **051 316 560**
ali obiščite **www.zaloker-zaloker.si**



Skenirajte QR kodo in si oglejte spletno stran s predstavitvijo sistema MiniMed™ 780G.

*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G.

Več informacij v Uporabniškem priročniku - funkcija SmartGuard™. Potrebni so nekateri ukrepi uporabnika.

Podrobna navodila za uporabo, indikacije, kontraindikacije, varnostne ukrepe, opozorila in možne neželene dogodke najdete v Uporabniškem priročniku za sistem. Za več informacij pokličite **Zaloker & Zaloker d.o.o.**, na telefon **01 542 51 11**.

REFERENCE:

1. Carlson, A.L., et al. 97-P- Safety and glycaemic outcomes of the MiniMed™ AHCL System in subjects with T1D. 80th ADA International Conference, June 2020, Chicago
2. Collyns .O. et al. 199-OR- Improved glycaemic Outcomes with MiniMed™ AHCL Delivery. 80th ADA International Conference, June 2020, Chicago
3. Based on the recommended MiniMed™Mio™ Advance and MiniMed™Quick-set™ insulin infusion set change every 2-3 days compared to 4 injections a day for 30 days
4. J. C. Pickup and A. J. Sutton Severe hypoglycaemia and glycemic control in Insulin Dependant Diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin injections compared with continuous subcutaneous insulin infusion Diabetic Medicine 2008 :25, 765-774
5. Bergenstal, R. M. et al. Safety of a Hybrid Closed-Loop Insulin Delivery System in Patients With Type 1 Diabetes Jama. 2016; 316 (13): 1407 – 1408
6. Medtronic data on file. Medtronic pivotal trial (age 14-75) Age 14-75 2020; 16 US sites

UC202102620SO ©2020 Medtronic. Vse pravice pridržane. Medtronic in logo Medtronic sta blagovni znamki družbe Medtronic.™* Blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Medtronic.

Uradni proizvajalec infuzijskih setov MiniMed™ je Unomedical a/s Aaholmvej 1-3, Østed. 4320 Lejre, Danska.

DreaMed Diabetes je blagovna znamka družbe DreaMed Diabetes, Ltd. Algoritem sistema MiniMed™ 780G vključuje tehnologijo, ki jo je razvila družba DreaMed Diabetes.