


Vplivi na točnost rezultatov meritev z merilniki glukoze v krvi




Točno in natančno



Natančno, a ne točno



Točno, a ne natančno



Rezultat meritve glukoze v krvi z merilnikom za domačo uporabo lahko odstopa v primerjavi z rezultatom meritve v laboratoriju. Odstopanja morajo biti čim manjša.

Odstopanje meritev z merilniki glukoze v krvi je podobno odstopanju osebne tehtnice. Ob uporabi istega merilnega inštrumenta lahko ob različnih pogojih pride do dovoljenega odstopanja rezultatov meritev.

Merilnik in testne lističe se mora vedno uporabljati v skladu z navodili proizvajalca. Na odstopanja pri merjenju močno vpliva način uporabe, še posebej, če je ta napačen.

Za merjenje se vedno uporablja isti merilnik. Rezultat meritve se primerja le z laboratorijem.

Testni lističi ne smejo biti izpostavljeni previsokim ali prenizkim temperaturam ter vlagi. Redno je treba preverjati rok uporabnosti in dosledno zapirati pokrovček vsebnika testnih lističev.

Pogost razlog za odstopanja rezultatov meritev so nečiste roke. Pred vsakim merjenjem je treba roke temeljito umiti in osušiti, čeprav so na prvi pogled videti čiste.



Svetovanje in informacije: 01 587 40 90



Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova ulica 9, 1000 Ljubljana
www.zaloker-zaloker.si, www.sladkorna.si, 01 587 40 90