

Medtronic

Infuzijski seti in rezervoarji

Set za vsakogar in vsak življenjski slog



Medtronic Extended



MiniMed™ Quick-Set™



MiniMed™ Silhouette™



MiniMed™ Sure-T™

	Daljša uporaba	Udobje	Prilagodljivost kota vstavitve	Varnost
Potrebe uporabnika in posebne okoliščine	Manj menjav seta* ¹ / Težave s fino motoriko in strah pred iglami ²	Primerno za povprečno do močno postavbo	Primerno za vitko postavbo in aktiven življenjski slog	Alergija na mehko kanilo; zgodovina upogibov kanil
Telesni tip	Srednji / visok ITM	Srednji / visok ITM	Nizek ITM	Srednji / visok ITM
Naprava za vstavljanje	Integrirana ("vse v enem")	MiniMed Quick-serter	MiniMed Sil-serter	Ročna vstavitev
Kanila / Vrsta igle	Mehka	Mehka	Mehka	Kovinska (jeklo)
Kot vstavitve	90°	90°	20°-45°	90°
Dolžina kanile	6 mm 9 mm	6 mm 9 mm	13 mm 17 mm	6 mm 8 mm 10 mm
Polnjenje kanile	0.6 enot 0.6 enot	0.3 enote 0.5 enot	0.7 enot 0.7 enot	Brez polnjenja kanile
Dolžina cevke	60 cm, 80 cm	45 cm, 60 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm
Debelina kanile (gauge)	25G	25G	25G	29G
Pogostost menjave	Do 7 dni	2-3 dni	2-3 dni	1-2 dni
Rezervoar	Extended Reservoir	MiniMed™ Reservoir	MiniMed™ Reservoir	MiniMed™ Reservoir
Pogostost menjave/polnjenje	7 dni / do 300 enot	3 dni / do 300 enot	3 dni / do 300 enot	3 dni / do 300 enot

* v primerjavi s 3-dnevnim infuzijskim setom

1. www.l lany J, et al. Abstract 416 - Klinična študija podaljšane časa uporabe novega infuzijskega seta. 13. mednarodna konferenca ATTD. Februar 2020.
2. Podatki družbe Medtronic. Študija uporabnosti Minimed™ Mio™ Advance 0619721 DOC verzija B. 30 pacientov, ki so bili anketirani v ZDA. 2020.

Pomembne informacije
To gradivo ne nadomesti ali nadomešča navodil za uporabo. Ne sme se obravnavati kot izključni vir informacij in ga je treba uporabljati skupaj z navodili za uporabo. Podrobne informacije o navodilih za uporabo, indikacijah, kontraindikacijah, opozorilih, previdnostnih ukrepih in morebitnih nežele-nih dogodkih najdete v Uporabniškem priročniku. Za dodatne informacije se obrnite na lokalnega predstavnika družbe Medtronic in/ali si oglejte spletno mesto družbe Medtronic na naslovu medtronic.eu.
©2021 Medtronic. Vse pravice pridržane. Medtronic in logotip Medtronic sta blagovni znamki družbe Medtronic™. Blagovne znamke tretjih oseb so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke podjetja Medtronic.
Zakoniti proizvajalec infuzijskih setov Medtronic je družba Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted. 4320 Lejre, Danska.