

Dodatek B: Obrazec za določanje primernosti za vrsto slikanja z MR

Primernost nevrostimulacijskega sistema družbe Medtronic za vrsto slikanja z MR

Pred slikanjem z magnetno resonanco:

1. Glejte oznake za pogoje slikanja z MR: www.medtronic.com/mri.
2. Pred slikanjem z MR potrdite, da je stimulacija izklopljena.

Ime bolnika:	
Ime, ambulanta, naslov in telefonska številka zdravnika:	

Pomembno: Za vnos spodnjih informacij in rezultatov primernosti za slikanje uporabite način MRI (ali MRI-CS) na programatorju za zdravnika ali nadzorni napravi za bolnika.

Datum in čas določanja primernosti:		Številka modela nevrostimulatorja:	Serijska številka nevrostimulatorja:
☐	  	Pogojna uporaba pri slikanju z MR, ki je primerno za celo telo.	
☐	  	Pogojna uporaba pri slikanju z MR, ki je primerno za glavo, z oddajno/sprejemno tuljavo za glavo	
☐	 	Primernosti nevrostimulacijskega sistema za vrsto slikanja z MR ni mogoče določiti.	
 Informacijska koda:			
		(ne velja za PRIMERNO ZA SLIKANJE, ZA CELO TELO)	