

NEPREKINJENO DOVAJANJE INZULINA

SISTEM MINIMED PARADIGM™ VEO

*Ni več v prodaji,
zagotavljamo potrošni material.*



SISTEM MINIMED™ 640G

*Ni več v prodaji,
zagotavljamo potrošni material.*



SISTEM MINIMED™ 740G

*Sistem ima funkcije sistema MiniMed™ 640G in
nadomešča Paradigm Veo in MiniMed 640G*



STAROST UPORABNIKA	Ni omejitve	Ni omejitve	Ni omejitve
CELODNEVNA DOZA INZULINA	Ni omejitve	Ni omejitve	Ni omejitve
NOSEČNOST	Da	Da	Da
NAMEN UPORABE	Dovajanje inzulina z možnostjo neprekinjenega merjenja glukoze.	Dovajanje inzulina z možnostjo neprekinjenega merjenja glukoze.	Dovajanje inzulina z možnostjo neprekinjenega merjenja glukoze. Spremljanje na daljavo.
JEZIK - MENI	Slovenščina	Slovenščina	Slovenščina
DOPLAČILO	Ne	Ne	Ne
ZASLON	Črno-bel	Barvni LED	Barvni LED in preko aplikacije na telefonu.
BATERIJE	AAA alkalna	AA polnilna, alkalna ali litijeva.	AA polnilna, alkalna ali litijeva.
MERILNIK	CONTOUR™NEXT LINK	CONTOUR™NEXT LINK 2.4	ACCU CHEK® GUIDE LINK
RAČUNALO ZA BOLUS	Bolus Wizard®	Bolus Wizard®	Bolus Wizard®
BOLUS NA DALJAVO	Z daljinskim upravljalnikom	Z merilnikom CONTOUR™NEXT LINK 2.4	Ne
PREKINITEV DOVAJANJA BOLUSA	Da (z ustavitvijo insulinske črpalke)	Da (v meniju s prikazom dovedene količine inzulina na zaslonu)	Da (v meniju s prikazom dovedene količine inzulina na zaslonu)
SLEDENJE AKTIVNEMU INZULINU	Da (sledi bolusom ob hrani in korekcijskim bolusom)	Da (s prikazom na zaslonu in sledenjem bolusu ob hrani in korekciji)	Da (s prikazom na zaslonu / v aplikaciji in sledenje bolusu ob hrani in korekciji)
ŠTEVILO BAZALNIH NIVOJEV	3	8	8

NEPREKINJENO MERJENJE GLUKOZE	SISTEM MINIMED PARADIGM™ VEO	SISTEM MINIMED™ 640G	SISTEM MINIMED™ 740G
	Ni več v prodaji, zagotavljamo potrošni material.	Ni več v prodaji, zagotavljamo potrošni material.	Sistem ima vse funkcije sistema MiniMed 640G in nadomešča Paradigm Veo in MiniMed 640G
			
GLUKOZNI SENZOR	Enlite	Enlite, Guardian sensor 3	Guardian sensor 3
ODDAJNIK	MiniLink®	Guardian® Link 2, Guardian® Link 3	Guardian® Link 3
TEHNOLOGIJA SMARTGUARD™	Tehnologija ustavitve ob nastavljeni spodnji meji. Čas ustavitve 2 uri.	Tehnologija ustavitve ob nastavljeni spodnji meji. Čas ustavitve 2 uri. Tehnologija ustavitve pred nastavljeno spodnjo mejo. Samodejno nadaljevanje dovajanja ob naraščanju vrednosti.	Tehnologija ustavitve ob nastavljeni spodnji meji. Čas ustavitve 2 uri. Tehnologija ustavitve pred nastavljeno spodnjo mejo. Samodejno nadaljevanje dovajanja ob naraščanju vrednosti.
HRANJENJE PODATKOV PO PREKINJENI POVEZAVI	40 min	10 ur	10 ur
UMERJANJE SENZORJA	Brezžično z merilnikom CNL ali ročni vnos.	Brezžično z merilnikom CNL 2.4 ali ročni vnos.	Brezžično z merilnikom ACGL ali ročni vnos.
PREKINITEV BREZŽIČNE KOMUNIKACIJE MED ODDAJNIKOM IN ČRPALKO	Fizični odklop oddajnika MiniLink® od senzorja.	Vklop načina letenja v meniju črpalke.	Ni potrebna
PROGRAMSKA OPREMA	CareLink™ Personal za uporabnika CareLink™ System za zdravstvenega delavca	CareLink™ Personal za uporabnika CareLink™ System za zdravstvenega delavca	CareLink™ Personal za uporabnika (samodejno z app), CareLink™ System za zdravstvenega delavca
CILJ UPORABE	Manj hipoglikemij	Prepreči več kot 80 % hipoglikemičnih epizod	Prepreči več kot 80 % hipoglikemičnih epizod
POMEMBNO:	Ni več v prodaji.	Ni več v prodaji.	Nadomešča inzulinski črpalke Paradigm® Veo in MiniMed™ 640G. Aplikacija MiniMed™ Mobile za uporabnika in CareLink™ Connect za svojece.
VPRAŠANJA PRED ODLOČITVIJO:	- Sem pripravljen vsak dan izmeriti krvni sladkor 3-5x na dan? - Sem se pripravljen naučiti štetja OH? - Sem pripravljen pravilno uporabljati računalo Bolus Wizard® za izračun bolusnega odmerka?	- Sem pripravljen vsak dan izmeriti krvni sladkor 3-5x na dan? - Sem se pripravljen naučiti štetja OH? - Sem pripravljen pravilno uporabljati računalo Bolus Wizard® za izračun bolusnega odmerka?	- Sem pripravljen vsak dan izmeriti krvni sladkor 3-5x na dan? - Sem se pripravljen naučiti štetja OH? - Sem pripravljen pravilno uporabljati računalo Bolus Wizard® za izračun bolusnega odmerka?