

repose[®]

Premišljena rešitev pri izvajanju preventivnih ukrepov za nastanek poškodb zaradi pritiska (PZP).

Izdelki Repose[®] so zasnovani za učinkovito prerazporeditev pritiska na ogroženih mestih in podporo zdravljenju že nastalih PZP.

Material iz TPU

Večsmerna raztegljiva termoplastična poliuretanska (TPU) membrana omogoča visoko stopnjo potopitve in obdajanja telesa, kar uporabniku nudi več udobja.

Enojna reaktivna zračna celica

Odziva se tudi na najmanjše premike in neprekinjeno zagotavlja manjši pritisk na izpostavljena mesta vzdolž celotne površine.

Tehnologija ventila Smart Valve

Pametni ventil samodejno uravnava notranji tlak na optimalno napolnjenost.

Prenosna tlačilka in embalaža

Edinstven, lahek prenosni sistem za hitro namestitve in shranjevanje.

Uporaba pri več uporabnikih

Material omogoča enostavno čiščenje in dekontaminacijo, kar zmanjšuje tveganje navzkrižnih okužb in uporabo pri več uporabnikih.

Klinično preizkušeno

Izdelki Repose[®] ob ustreznem rokovanju in uporabi klinično dokazano pripomorejo k uspešni preventivi nastanka PZP.

3-letna garancija

Visoka kakovost, zanesljivost in dolga življenjska doba izdelkov Repose[®] nudijo tudi stroškovno učinkovito podporo izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje nastanka PZP.

IZBERITE USTREZNO PODPORNO POVRŠINO

						
Foot Protector Plus 	✓	✓				✓
Wedge 	✓	✓			✓	✓
Flex 	✓	✓				✓
Cushion 			✓	✓		
Care-Sit 			✓	✓		
Contur 				✓		
Mattress Overlay 					✓	✓
Ultracore Repose Inside 					✓	✓

Repose[®] – podporne površine za prerazporeditev in razbremenitev pritiska na mestih, izpostavljenih tveganju za nastanek PZP

Kombinacija edinstvenih materialov in pametne tehnologije ventila Smart Valve ima klinično dokazane pomembne koristi za uporabnike.

Izdelki Repose[®] so enostavni za uporabo, zanesljivi in z vidika klinične učinkovitosti zagotavljajo optimalno raven napolnjenosti za prerazporeditev pritiska na izpostavljenih mestih (potop in obdajanje).

Z zasnovo z enim zračnim kanalom omogoča Repose[®] visoko stopnjo potopa, obdajanja in prilagajanja telesa na podporno površino, kar zagotavlja optimalno prerazporeditev pritiska za preprečevanje nastanka in zdravljenje PZP.



repose [®]	Foot Protector Plus	Wedge	Flex	Cushion	Care-Sit	Contur	Mattress Overlay	Ultracore Repose Inside
Razbremenitev	Pete Stopala	Peta Meča Zatilje Lopatice	Peta Podpora meč	Sedalni predel	Sedalni predel Hrbet	Sedalni predel Hrbet	Celo telo	Celo telo
Stabilizacija/ pritrditev	Magnet	Pritrdilni trak	Pritrdilni trak	Pritrdilni trak Višje zunanje celice	Pritrdilni trak Višje zunanje celice	Pritrdilni trak	Pritrdilni trak	U-jedro
Velikost (v cm)	dolžina × širina: 38 cm × 20 cm višina: 23 cm	dolžina × širina: 69 cm × 45 cm višina: 9 cm	dolžina × širina: 50 cm × 70 cm višina: 9 cm	dolžina × širina: 45 cm × 45 cm višina: 7,5 cm	sedež (d × š) : 45 cm × 45 cm hrbet (d × š): 45 cm × 45 cm	sedež (d × š): 42,5 cm × 49 cm hrbet (d × š): 74,5 cm × 49 cm noge (d × š): 48 cm × 49 cm višina: 5 cm	dolžina × širina: 180 cm × 75,5 cm višina: 5 cm	dolžina × širina: 198 cm × 88 cm višina: 15 cm
Nosilnost	-	-	-	do 139 kg	do 139 kg	do 139 kg	do 139 kg do 222 kg*	do 222 kg
Posebnost	Odprtina za pregled kože in zračenje pet	Podpora tudi zatilju ali pomoč pri nameščanju v različne položaje	Naklon kolena 5-10° za zmanjšanje tveganja za nastanek globoke venske tromboze	Višje zunanje celice za večjo stabilnost pri sedenju	Dva neodvisna dela omogočata različno napolnjenost in potopitev	Razbremenitev vzdolž celega telesa pri sedenju v počivalniku	Razbremenitev vzdolž celega telesa pri ležanju	Hibridna zasnova za učinkovito preventivno in udobje
Dodatki	-	-	-	Prevleka	Prevleka	Prevleka	Prevleka	Prevleka
Čiščenje in pranje	Ročno čiščenje	Ročno čiščenje	Ročno čiščenje	Ročno čiščenje Pralna prevleka (do 65 °C)	Ročno čiščenje Pralna prevleka (do 65 °C)	Ročno čiščenje Pralna prevleka (do 65 °C)	Ročno čiščenje Pralna prevleka (do 65 °C)	Ročno čiščenje Pralna prevleka (do 65 °C)

* V kombinaciji z vzmetnico iz visokospecifične pene.

Vsi izdelki Repose[®] so namenjeni izvajanju preventive nastanka PZP oz. z razbremenjevanjem ogroženih in že poškodovanih mest predstavljajo podporo zdravljenju že nastalih ran.

Vzdržljivost

Nosilnost tudi do 222 kg omogoča uporabo izdelkov Repose[®] pri osebah z zelo veliko telesno maso.

Tehnologija pametnega ventila

Tehnologija ventila (Smart Valve) zagotavlja, da so izdelki Repose[®] vedno optimalno napolnjeni.

Primerno za več uporabnikov

Izdelke Repose[®] je mogoče očistiti, dekontaminirati in ponovno uporabiti.

Stroškovna učinkovitost

Možnost uporabe pri več osebah zagotavlja stroškovno učinkovito oskrbo.

Udobje

Izdelki Repose[®] so tihi in nemoteči, paroprepustni ter brez trdih robov, kar povečuje udobje uporabnika.

Podpora

Strokovnost osebja in klinično dokazana učinkovitost uporabnikom in negovalnemu osebju zagotavljata celovito podporo pri uporabi izdelkov Repose[®].

RAZBREMENITEV PREDELA MEČ, STOPAL IN PETE:

Foot Protector plus • Wedge • Flex

SEDENJE IN PODPORA PRI SEDENJU

Cushion • Care-Sit • Contur

RAZBREMENITEV TELESA PRI LEŽANJU

Mattress Overlay • Ultracore Repose Inside

POPOLNA RAZBREMENITEV IZPOSTAVLJENIH MEST

Mattress Overlay + Foot Protector Plus / Wedge / Flex
Ultracore Repose Inside + Foot Protector Plus / Wedge / Flex

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

Patricia Uzar
T: 041 452 999
E: patricia.uzar@zaloker-zaloker.si
W: www.zaloker-zaloker.si | rane.si